

数字型实验室注射泵 PC 软件安装说明

- 1、安装包存放位置：请勿存放在系统盘上。
- 2、安装环境：WIN7 及以上 64 位操作系统。
- 3、安装位置：请将软件安装在非系统盘上，例如 D 盘、E 盘等。
- 4、激活码：软件激活需要电脑联网。激活码通过兰格官方微信公众号，向我司客服索要，电话：400-620-5333。
- 5、安装台数：一个软件最多安装到 3 台电脑。
- 6、首次登陆账号：admin。
- 7、账号初始密码：123456。
- 8、如果 PC 与泵连接后不能识别串口，请从 USB_to_232_Driver (FT232R)文件夹中搜索驱动程序。

全国客服热线：400-620-5333

www.longerpump.com.cn

兰格恒流泵有限公司

地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层

电话：+86-312 3138553 3132333

传真：+86-312 3168553

邮箱：info@longerpump.com

Longer Precision Pump Co., Ltd

Add: 3rd/4th Floor, Building 6B, University Science Park
Baoding National, High - Tech Industrial Development Zone
Baoding, Hebei, China 071051

Tel: +86-312-3110087

Fax: +86-312-3168553

Email: longer@longerpump.com